


Anti-Oxsm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwu1

Artikelnummer: CM0020621



Einführung

Validieren Sie den OXSM-Kaninchen-Polyklonalen Antikörper für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlicher, muriner und Ratten-3-Oxoacyl-ACP-Synthase, mitochondrial. Unterstützt Studien zur Fettsäurebiosynthese, zum Lipidstoffwechsel und zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OXSM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KS; CEM1; KASI; FASN2D; OXSM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54995
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 80-459 von menschlichem OXSM (NP_060367.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWU1
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel