


Anti-Oxsr1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95747

Artikelnummer: CM0018351



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen OXSR1 (OSR1), eine Serin/Threonin-Kinase im WNK-OSR1-Signalweg. Verifiziert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Ionentransport, Stressreaktionen und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXSR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OSR1; OXSR1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9943
Gen-ID	9943
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen OXSR1 (NP_005100.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95747
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku