

Anti-Oxt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01178

Artikelnummer: CM0016414



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes OXT (Oxytocin-Neurophysin-1-Protein). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Sozialverhalten und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OXT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
Spezies	Human
Gen-ID	5020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-125 von humanem OXT (NP_000906.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01178
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche