


Anti-Oxytocin-Rezeptor Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30559

Artikelnummer: CM0003653



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den menschlichen Oxytocin-Rezeptor (OXTR, P30559). Für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Neuropeptid-Hormon-Signalgebung, Sozialverhalten und Rezeptorpharmakologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Oxytocin-Rezeptor Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OTR; OT-R; Oxytocin Receptor
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5021
Gen-ID	5021
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 50-150 des menschlichen Oxytocin-Rezeptors (P30559)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30559
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel