


## Anti-P-Cadherin Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If, Fc Und Elisa - P22223

Artikelnummer: CM0004106



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes P-Cadherin (CDH3), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA. Erkennt endogenes P-Cadherin-Protein (~87/91 kDa). Ideal für die Zelladhäsions- und Karzinomforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | P-Cadherin Kaninchen mAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | CDHP; HJMD; PCAD                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 1001                                                                                                                             |
| Gen-ID            | 1001                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 108-654 von humanem P-Cadherin (NP_001784.2) umfasst |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, FC, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                           |
| SWISS             | P22223                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 87kDa/91kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |