

Anti-P-Glykoprotein Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08183

Artikelnummer: CM0005227



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen P-Glykoprotein (ABCB1/MDR1) mit validierten Anwendungen in WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Multidrug-Resistenz- und Transporterstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P-Glykoprotein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
Spezies	Mensch
GeneID (human)	5243
GeneID	5243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 603-692 des humanen P-Glykoproteins enthält (NP_000918.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08183
Protein-Gewicht	141kDa
Versand	Eistasche