

## Polyklonaler Anti-P-Glykoprotein-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Artikelnummer: CM0018597



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen P-Glykoprotein für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ABCB1- (MDR1)-Protein. Geeignet für die Erforschung von Multidrug-Resistenz und Arzneimitteltransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | P-Glykoprotein-Kaninchen-pAb                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P-Glykoprotein                                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                                                  |
| GeneID            | 5243                                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 603-692 des humanen P-Glykoproteins (NP_000918.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                             |
| SWISS             | P08183                                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 141 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Icebag                                                                                                                                                  |