

Anti-P-Glykoprotein Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08183

Artikelnummer: CM0002814



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes P-Glykoprotein (ABCB1/MDR1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Multidrug-Resistenz und zum Arzneimitteltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] P-Glykoprotein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P-Glykoprotein
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5243
GenID	5243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 393-710 des humanen P-Glykoproteins (P08183) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08183
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel