

Kaninchen-Pab Gegen P-Glykoprotein - P08183

Artikelnummer: CM0018213



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes P-Glykoprotein (ABCB1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Wichtiges Werkzeug für die Untersuchung von Multidrug-Resistenz und ABC-Transportern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P-Glykoprotein-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P-Glykoprotein
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5243
GeneID	5243
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 590-689 des humanen P-Glykoproteins (NP_000918.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08183
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Kühlakku