

Anti-P150 Caf1 (Caf-1 P150-Untereinheit) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13111

Artikelnummer: CM0022717



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches p150 CAF1 (CHAF1A), die p150-Untereinheit des Chromatin-Assembly-Faktors-1, gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung zu Chromatin-Assembly, DNA-Replikation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p150 CAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10036
GenID	10036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem p150 CAF1 (NP_005474.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13111
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel