

## Anti-P150 Caf1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13111

Artikelnummer: CM0009898



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes p150 CAF1 (CHAF1A), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu Chromatinaufbau und Prozessen der DNA-Replikation/-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktname             | p150 CAF1 Kaninchen mAk                       |
| Bemerkungen/Aliase      | CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1 |
| Spezies                 | Mensch                                        |
| GenID (Mensch)          | 10036                                         |
| GenID                   | 10036                                         |
| Immunogen               | Synthetisches Peptid                          |
| Quelle                  | Kaninchen                                     |
| Kategorie               | Monoklonale Antikörper                        |
| Anwendung               | WB, ELISA                                     |
| Kreuzreaktivität        | Mensch                                        |
| SWISS                   | Q13111                                        |
| Proteinmolekulargewicht | 107 kDa                                       |
| Versand                 | Eisbeutel                                     |