


Anti-P16-Arc/Arpc5 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - O15511

Artikelnummer: CM0029316



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes ARPC5 (p16-ARC), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unentbehrliches Werkzeug für die Erforschung des Arp2/3-Komplexes, der Aktin-Dynamik und der DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARC16; p16-Arc; dj127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Spezies	Mensch
GeneID	10092
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-154 von menschlichem ARPC5 (NP_001257368.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15511
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel