

Anti-P16 Ink4A Polyklonaler Antikörper Für Wb - P51480

Artikelnummer: CM0019164

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen das N-Terminus von p16 INK4A gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Zellzyklusregulation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p16 INK4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1029
Gen-ID	12578
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von Maus-p16 INK4A entspricht. (NP_001035744.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51480
Proteingewicht	17KDa
Versand	Eisbeutel