


Anti-P19Arf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q64364

Artikelnummer: CM0021935



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus p19ARF (Tumorsuppressor ARF), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human. Geeignet für Studien zu Zellzyklus und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p19ARF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1029
GenID	12578
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus p19ARF (NP_034007.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q64364
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel