

Anti-P23/Ptges3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q15185

Artikelnummer: CM0017453



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen P23/PTGES3 (cPGES), validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein; wichtiges Reagenz zur Untersuchung der Prostaglandin E2-Synthese und Chaperon-Funktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P23/PTGES3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P23, TEBP, cPGES
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10728
Gen-ID	10728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 des humanen P23/PTGES3 (NP_006592.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15185
Protein-Gewicht	19kDa
Versand	Eistasche