


Anti-P23/Ptges3 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15185

Artikelnummer: CM0030506



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PTGES3 (Prostaglandin E-Synthase 3, cPGES). Validiert für Western Blotting und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Prostaglandin-Biosynthese, Chaperonfunktion und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P23/PTGES3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10728
Gen-ID	10728
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem P23/P23/PTGES3 (NP_006592.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15185
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel