

Anti-P2Rx2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubl9

Artikelnummer: CM0029409



Einführung

P2RX2 Kaninchen-pAb für WB und ELISA.
Erkennt menschliches, murines und rattes P2X-
Purinorezeptor 2, einen ATP-gesteuerten
Ionenkanal, der an Hören und
Neurotransmission beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P2X2; DFNA41; P2RX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22953
Gen-ID	22953
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem P2RX2 (Aminosäuren 60-320)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBL9
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel