

Anti-P2Rx3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56373

Artikelnummer: CM0017305



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch für humanes P2RX3 (P2X-Purinorezeptor 3) ist und sich für WB und ELISA eignet. Erkennt P2RX3 von Maus und Ratte. Das Zielprotein ist ein ATP-gesteuerter Ionenkanal, der an der sensorischen Verarbeitung und Schmerzwahrnehmung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	P2X3; P2RX3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5024
Gen-ID	5024
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P56373
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku