

Anti-P2Rx4-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - Q99571

Artikelnummer: CM0024352



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P2RX4 (P2X4-Purinorezeptor, ATP-gesteuerter Kationenkanal). Validiert in IF/ICC, IF-P, ELISA. Erkennt humanes und Ratten-P2RX4. Ideal für die Untersuchung der Immunantwort und Neuroinflammation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Spezies	Mensch
GenID	5025
Immunogen	Synthetisches Peptid: ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 111-211 von humanem P2RX4 (NP_002551.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q99571
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel