

Anti-P2Rx4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q99571

Artikelnummer: CM0004889



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes P2RX4 (P2X4-Purinozeptor). Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ein nützliches Werkzeug für die Untersuchung von ATP-gesteuerten Ionenkanälen in Immunologie und Neurowissenschaft.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX4 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Spezies	Mensch
GenID	5025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 55-338 von humanem P2RX4 enthält (NP_002551.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99571
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel