

Anti-P2Rx4 Rabbit Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99571

Artikelnummer: CM0011340



Einführung

Hochempfindlicher, rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Anti-P2RX4-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanen, murinen und Rattus-P2X4-Purinorezeptor; ideal für die Immunologie- und Neurowissenschaftsforschung. ~43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	P2X4; P2X4R; P2RX4
Spezies	Human
GeneID (Human)	5025
GeneID	5025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-338 des humanen P2RX4 (NP_110378.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99571
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel