

Anti-P2Rx5 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q93086

Artikelnummer: CM0016007

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes P2RX5 (P2X5, LRH-1), validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von ATP-gesteuerten Ionenkanälen im Gehirn und in Immungeweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5026
GeneID	5026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 341–422 des humanen P2RX5 (NP_002552.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93086
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eispackung