


Anti-P2Rx7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99572

Artikelnummer: CM0015480



Einführung

P2RX7 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ziel: P2X7-Rezeptor (Q99572), ein ATP-gesteuerter Ionenkanal, der an Entzündungen und Zelltod beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RX7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P2X7; P2RX7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5027
Gen-ID	5027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 47-334 des menschlichen P2RX7 (NP_002553.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99572
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel