


Anti-P2Ry1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P47900

Artikelnummer: CM0029089



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P2RY1 (P2Y1-Purinorezeptor 1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der ADP-vermittelten Thrombozytenaggregation und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Bemerkungen/Alias	Spezies	GenID (Mensch)	GenID	Immunogen	Quelle	Kategorie	Anwendung	Kreuzreaktivität	SWISS	Proteingewicht
P2RY1 Kaninchen pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	Mensch	5028	5028	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 274-373 von humanem P2RY1 (NP_002554.1) entspricht.	Kaninchen	Polyklonale Antikörper	WB, ELISA	Mensch, Maus, Ratte	P47900	42kDa