

Anti-P2Ry10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000398

Artikelnummer: CM0024036



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen P2RY10 (putativer P2Y-Purinorezeptor 10), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der G-Protein-gekoppelten purinerger Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	P2RY10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Spezies	Human
GeneID (Human)	27334
GeneID	27334
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem P2RY10 (NP_001311147.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	000398
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eistasche