

Anti-P2Ry11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q96G91

Artikelnummer: CM0023120

Einführung

Hochwertiger Anti-P2RY11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für menschliche und Maus-Proben. Validiert für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Erkennt den P2Y-Purinozeptor 11 (P2Y11) Rezeptor, einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor, bei ca. 40 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2RY11; P2Y11; P2Y-Purinozeptor 11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5032
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem P2RY11 (NP_002557.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96G91
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel