

Anti-P2Ry11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96G91

Artikelnummer: CM0023711

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschlichen P2Y-Purinorezeptor 11 (P2RY11), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von G-Protein-gekoppelten Rezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2Y11; P2RY11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5032
GenID	5032
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-379 des menschlichen P2RY11 (NP_002557.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96G91
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel