


Anti-P2Ry12 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Artikelnummer: CM0022821



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes P2RY12 (P2Y-Purinorezeptor 12), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unentbehrlich für die Forschung zu Thrombozytenaggregation und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
Spezies	Mensch
GenID	64805
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 243-342 von humanem P2RY12 (NP_795345.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H244
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel