

Anti-P2Ry14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q15391

Artikelnummer: CM0027869



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P2RY14 (P2Y14-Rezeptor, GPR105), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von UDP-Glukose-Signalisierung und GPCR-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Spezies	Human
GeneID (human)	9934
GeneID	9934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 209-338 des humanen P2RY14 (NP_055694.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15391
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel