


Anti-P2Ry2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41231

Artikelnummer: CM0030382



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen P2Y-Purinorezeptor 2 (P2RY2) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für GPCR-Signalwegstudien. Ca. 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	5029
GenID	5029
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P41231
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel