

Anti-P2Y12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Cpv9

Artikelnummer: CM0002872

Einführung

Anti-P2Y12 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF-Paraffin und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-P2Y12, einen ADP-Rezeptor auf Blutplättchen, der für die Hämostase- und Thromboseforschung entscheidend ist. Ideal für Gerinnungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2Y12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	28996
GenID	70839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 120-347 von Maus-P2Y12 (Q9CPV9) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	monoclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9CPV9
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel