


Anti-P38-Mapk (Ko-Validiert), Monoklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0008646



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen p38 MAPK für Western Blot und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-p38-MAPK (41 kDa). Geeignet für die Erforschung der MAPK-Signalübertragung, von Entzündungen und Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] p38-MAPK-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1432
GeneID	1432
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku