

Anti-P38 Mapk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0013074



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes p38 MAPK (MAPK14), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Stress-Signalwegen, Entzündungen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p38 MAPK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Spezies	Human
Gen-ID	1432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 261-360 von humanem p38 MAPK (NP_620581.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eistasche