

Anti-P38 Mapk Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Artikelnummer: CM0005186



Einführung

Anti-p38 MAPK Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten MAPK14-Protein. Geeignet für die Untersuchung stressaktivierter MAP-Kinase-Kaskaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p38 MAPK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Spezies	Human
Gen-ID	1432
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem p38 MAPK (Q16539) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel