


Anti-P38 Mapk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot - Q16539

Artikelnummer: CM0016520



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes p38 MAPK (SWISS: Q16539). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Erkennt ein 41 kDa-Protein. Geeignet für Forschung zu Entzündung, Apoptose und zellulärem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	p38 MAPK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1432
GenID	1432
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 261-360 von humanem p38 MAPK (NP_620581.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16539
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel