

Anti-P47Phox/Ncf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Artikelnummer: CM0016184



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes p47phox/NCF1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunozytochemie, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Funktion der NADPH-Oxidase und der chronischen granulomatösen Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p47phox/NCF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Spezies	Mensch
GeneID	653361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-390 von humanem p47phox/NCF1 (NP_000256.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14598
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel