

Anti-P47Phox/Ncf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14598

Artikelnummer: CM0007735



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes p47phox/NCF1 (P14598). Validiert für WB und ELISA, detektiert ein 45 kDa Protein, das für die NADPH-Oxidase-Aktivität essentiell ist. Geeignet für CGD-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p47phox/NCF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	653361
GeneID	653361
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-390 von humanem p47phox/NCF1 (P14598) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P14598
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel