


Anti-P4Ha1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Artikelnummer: CM0013777



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches P4HA1 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt eine 61 kDa-Bande; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Wesentlich für die Kollagen-Biosyntheseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HA1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P4HA; P4HA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5033
GenID	5033
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 235-534 von menschlichem P4HA1 (NP_001017962.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13674
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel