


## Anti-P4Ha2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15460

Artikelnummer: CM0006882



### Einführung

Zuverlässiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes P4HA2, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu Kollagen-Hydroxylierung, Fibrose und Prolin-4-Hydroxylase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | P4HA2 Kaninchen mAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | MYP25; lncRNA-PE; P4HA2                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 8974                                                                                                                            |
| GenID             | 8974                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 157-333 von humanem P4HA2 (NP_004190.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS             | O15460                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |