

Anti-P4HA2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - O15460

Artikelnummer: CM0006875

Einführung

Zuverlässiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes P4HA2, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Forschung zu Kollagenhydroxylierung, Fibrose und Prolyl-4-Hydroxylase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HA2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	8974
GeneID	8974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 157-333 von humanem P4HA2 (NP_004190.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15460
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel