

Anti-P4Ha2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Artikelnummer: CM0026932



Einführung

Der P4HA2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper detektiert humanes P4HA2 (61 kDa) via WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Kollagenhydroxylierung und Biologie der extrazellulären Matrix in Herz-, Plazenta-, Lungen- und Pankreasgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HA2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	MYP25; IncRNA-PE; P4HA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8974
Gen-ID	8974
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 239-333 von menschlichem P4HA2 (NP_004190.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15460
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel