

Anti-P4Ha3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z4N8

Artikelnummer: CM0013194

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen P4HA3 für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-P4HA3, eine Untereinheit der Prolyl-4-Hydroxylase von Kollagen. Geeignet für Studien zur extrazellulären Matrix und Fibrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HA3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P4HA3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	283208
GeneID	283208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20–110 des humanen P4HA3 (NP_878907.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z4N8
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku