

Anti-P4Hb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

Artikelnummer: CM0002132



Einführung

P4HB Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem, Ratten-P4HB, einem 57 kDa großen Protein-Disulfid-Isomerase, das an der Redoxregulation und Proteinfaltung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5034
GenID	5034
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 409-508 von menschlichem P4HB (P07237) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07237
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel