

Anti-P4Hb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

Artikelnummer: CM0016551



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P4HB (Protein-Disulfid-Isomerase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Proteinfaltung, des ER-Stresses und der Kollagenbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Art	Mensch
GeneID	5034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 329-508 des humanen P4HB entspricht (NP_000909.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07237
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel