

Anti-P4Hb Rabbit Polymab® Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Artikelnummer: CM0002026



Einführung

P4HB Rabbit Polymab® ist ein monoklonaler Antikörper gegen Protein-Disulfid-Isomerase, validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Disulfidbindungsbildung und der ER-Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P4HB Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5034
Gen-ID	5034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 329-508 von humanem P4HB (NP_000909.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07237
Protein-Gewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel