

Anti-P53 Dinp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96A56

Artikelnummer: CM0012768

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes p53 DINP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p53 DINP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SIP; Teap; p53DINP1; TP53DINP1; TP53INP1A; TP53INP1B; p53 DINP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	94241
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem p53 DINP1 (Q96A56) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96A56
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eispackung