


Anti-P53 (Phospho S392) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0000757



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes p53 an Serin 392, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für die Untersuchung von DNA-Schädigungsantwort, Apoptose und Tumorsuppressionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-p53-S392 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S392
Spezies	Mensch
GeneID	7157
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S392 von humanem p53 (P04637)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel