


Anti-P53 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0002946



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes p53 (P04637). KO-validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Human. Ideal für die Forschung zu Tumorsuppressoren und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] p53 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7157
Gen-ID	7157
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-393 von humanem p53 (NP_000537.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel