


Anti-P53 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc - P02340

Artikelnummer: CM0010622



Einführung

KO-validierter p53-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und IF/ICC. Erkennt humanes, murines und rattes p53. Synthetisches Peptid-Immunogen, 43 kDa. Für Krebsforschung und Apoptosestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] p53 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	7157
GenID	22059
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02340
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel