


Anti-P53 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02340

Artikelnummer: CM0018896



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen den Tumorsuppressor p53. Validiert für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA mit menschlichen und Mausproben. Geeignet für Apoptose-, Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p53 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	bbl; bfy; bhy; p44; p53; Tp53
Art	Maus
GenID (Mensch)	7157
GenID	22059
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 290-390 von Maus p53 entspricht (NP_035770.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P02340
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel